

温熱治療器



■ホットマグナー

HM-2SC-A (2チャンネルタイプ)

磁気 + 振動 + 温熱治療で細胞を蘇らせる
治療器のベストセラー

■バンシン

BS-10



東洋医学がもっとカンタン・便利に。
それがスポットサーマル刺激装置「BANSHIN」です。
小型の商品なので万年筆の感覚で持ち運べます。
温熱刺激の間は微弱な音が出て、自動で停止します。

■E-Q (イーキュー)



ワンクリックで瞬時に快適な熱刺激が可能。
煙がでず、匂いがしないクリーンな温熱刺激に
便利な温熱器です。

先端部約7mmで安定した刺激を圧痛点・反応点へ。

3段階の温度設定

低温《47℃》1回約5秒間、

中温《51℃》1回約2.5秒間

高温《60℃》1回約3秒間